

ProCare Lab 30 C - 5 l
Neutraliseringsmedel, surt, 5 l
för materialbesparande maskinell rengöring av laboratorieglass och -instrument.



- Fritt från tensider och fosfater
- Speciellt utvecklat för Miele Professionals diskdesinfektorer
- Passar för rostfritt stål, laboratorieglass, keramik och plast
- Ska användas som neutraliseringsmedel eller surt fördiskmedel
- Avlägsnar rester som är lösliga i syror från känsliga material

EAN: 4002515780145 / Materialnummer: 10490300 /
Gamla materialnummer: 62927101EU2

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar kalk och andra syralösliga föroreningar	•
Dosering	
Doseringsrekommendation (per disk)	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
Stor öppning för doseringslans	•
Automatisk dosering	•
Kan användas för vatten av olika hårdhetsgrader	•
Huvudsakliga användningsområden	
Medicinska laboratorier	•
Biologiska laboratorier	•
Mikrobiologiska laboratorier	•
Kemiska laboratorier	•
Vattenlaboratorier	•
laboratorier inom livsmedelssektorn	•
Laboratorier inom kosmetisk industri	•
Industrilaboratorier	•
Fosfatindustrin	•
Laboratorier inom läkemedelsindustrin	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Surt neutraliseringsmedel
Aggregationsform	Flytande
Innehåll	Organiska syror
pH-värde vid 20 °C	1,0
Lämpligt för plast	•
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för laboratorieglass	•
Lämpligt för keramik	•
Lämpligt för ömtåliga material	•
Lämpligt för neutralisering av icke-eloxerat aluminium	•
Inte lämpligt för eloxerat aluminium	•
Ej lämpligt för lätt- och buntmetaller	•
Ej lämpligt för förkromade delar	•
Ej lämpligt för förnicklade delar	•
Ej lämpligt för sur för-rengöring av icke-eloxerat aluminium	•
Fritt från fosfater	•
Fritt från tensider	•
Mycket skonsamt för materialet	•
Sur för-rengöring	•
Medförda alkaliska rester neutraliseras	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	-3
Maximal förvaringstemperatur i °C	30
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	217
Ytermått, nettobredd i mm	142
Ytermått, nettodjup i mm	248

ProCare Lab 30 C - 5 l

Neutraliseringsmedel, surt, 5 l

för materialbesparande maskinell rengöring av laboratorieglass och -instrument.



EAN: 4002515780145 / Materialnummer: 10490300 /

Gamla materialnummer: 62927101EU2

Yttermått, bruttohöjd i mm	250
Yttermått, bruttbredd i mm	190
Yttermått, bruttdjup i mm	150
Bruttovikt i kg	6
Fyllnadsnivå i ml	5000

Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering

Överensstämmer med GHS/CLP

•