

Dragbänkar

Tillsammans med vår leverantör Furhoffs har Wido Lab tagit fram dragbänkar. Dessa passar bra till kalla arbeten (max 60 °C) och kan fås med frånluftskanal i bakkant eller på sidan.

Dragbänkarna är konstruerad för att motsvara högt ställda hygien- och säkerhetskrav på laboratorier och inom läkemedelsindustrin. Hela dragbänken med underhylla är tillverkat i rostfritt, syrafast stål med en vulstkant runt om. Rengöringen underlättas genom att hörnen i dragbänkslådan är rundade. Utsugslådan är försedd med avloppsstos samt trådnätsgaller i frånluftsöppningen.

- Anslutningsstos ventilation (mm i Ø) 160
- Luftflöde 400 m³/h (111 l/s)
- Tryckfall ca 90 pascal



Artikelnummer: DGBR-01. **Beskrivning:** Dragbänk med dragbänksyta djup 500mm x bredd 800mm. Yttermått (bredd x djup x höjd): 9200x 800 x 900mm

Artikelnummer: DGBR-02. **Beskrivning:** Dragbänk med dragbänksyta djup 500mm x bredd 800mm. Yttermått (bredd x djup x höjd): 1200x 650 x 900mm

Dragbänkarna går att fås i andra material och mått och kan kompletteras med följande tillbehör:

- Vitlackerat stålstativ
- Skyddshuv kan måttbeställas
- Rostfri, syrafast frånluftskanal med hållare för manometer eller larm
- Tryckfallsmanometer för kontroll av arbetsplatsens funktion
- Lufthastighetslarm för kontroll av arbetsplatsens funktion
- Infälld labtratt för avrinning av vätska
- Nedsänkning för snabbvåg
- Laborariearmatur samt höj/sänkbart stativ